

Laboratorio Clinico Generale con aree specialistiche: Patologia Clinica e Sostanze d'Abuso - Microbiologia e Virologia

PUNTO PRELIEVI Mod5-rev4 del 01/09/2023

Modalità di raccolta <u>urine 24 ore</u> per il dosaggio di

ACIDO 5 IDROSSINDOLACETICO, CATECOLAMINE E ACIDO VANILMANDELICO

PRIMA DELLA RACCOLTA

- Ritirare la provetta contenente il conservante (Acido cloridrico) reperibile presso l'Ambulatorio Prelievi.
- Acquistare il bidone di raccolta urine 24 ore presso una farmacia.

RACCOLTA CAMPIONE

- **Prima dell'inizio della raccolta,** Inserire il contenuto della provetta nel bidone di raccolta urine.
- Non urinare direttamente nel bidone di raccolta urine.
- Scartare la prima minzione del mattino (alle ore 07:00 inizio raccolta).
- Raccogliere in contenitore adeguato tutte le minzioni successive, compresa quella del mattino seguente (sempre alle ore 07:00 fine raccolta).

<u>Tra una minzione e l'altra mantenere il bidone di raccolta in frigorifero.</u> Per la raccolta h24 utilizzare solo gli appositi contenitori.

ATTENZIONE

La provetta contiene Acido Cloridrico.

Di seguito le caratteristiche di pericolosità:



Indicazioni di pericolo:

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Misure di attenzione e di primo soccorso:

- Non ingerire.
- Non lasciare il contenitore alla portata dei bambini.
- Maneggiare con attenzione, conservare su superfici sicure per evitare cadute accidentali.
- In caso di contatto accidentale con la pelle lavare abbondantemente con acqua e togliere immediatamente gli indumenti contaminati.
- o **In caso di contatto con gli occhi** risciacquare abbondantemente con acqua, rimuovere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo, continuare a sciacquare. Rivolgersi al più vicino Pronto Soccorso.
- o In caso di ingestione accidentale rivolgersi al più vicino Pronto Soccorso.

In caso di accesso in Pronto Soccorso portare con sé il presente modulo.

La Direzione del Laboratorio

Ospedale San Raffaele S.r.l.
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Via Olgettina 60 – 20132 Milano (MI) | Tel. +39 02.26431 | info@hsr.it C.F., P.IVA e Reg. Imp. Milano 07636600962 – C.C.I.A.A. 1972938 Capitale Sociale € 60.817.200 i.v.



