

## MODALITÀ DI RACCOLTA URINE 24 ORE PER BETA 2 MICROGLOBULINA - URINARIA

### PRIMA DELLA RACCOLTA

- Ritirare la provetta contenente il conservante (Idrossido di Sodio) c/o il Punto Prelievi.
- **Attenzione:** per la raccolta utilizzare solo gli appositi bidoni reperibili in farmacia.

### RACCOLTA CAMPIONE

- **Prima dell'inizio della raccolta**, inserire il contenuto della provetta (pari a circa 10 ml) nel bidone di raccolta urine.
- **Non urinare direttamente nel bidone di raccolta urine.**
- Scartare la prima minzione del mattino (alle ore 07:00 inizio raccolta).
- Raccogliere in contenitore adeguato tutte le minzioni successive, compresa quella del mattino seguente (sempre alle ore 07:00 - fine raccolta).
- Durante la raccolta evitare di esporre il contenitore alla luce e a temperature superiori ai 10°C.

Il campione è stabile per 5 giorni a 15-25°C, per tempi superiori (fino a 14 giorni) refrigerare e trasportare il campione a +2 / 8°C.

Per la raccolta h24 utilizzare solo gli appositi contenitori.

### ATTENZIONE

La provetta contiene Idrossido di sodio.

Di seguito le caratteristiche di pericolosità:



Indicazioni di pericolo:

**H314:** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

#### Misure di attenzione e di primo soccorso:

- Non ingerire.
- Non lasciare il contenitore alla portata dei bambini.
- Maneggiare con attenzione, conservare su superfici sicure per evitare cadute accidentali.
- **In caso di contatto accidentale** con la pelle lavare abbondantemente con acqua e togliere immediatamente gli indumenti contaminati.
- **In caso di contatto con gli occhi** risciacquare abbondantemente con acqua, rimuovere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo, continuare a sciacquare. Rivolgersi al più vicino Pronto Soccorso.
- **In caso di ingestione accidentale** rivolgersi al più vicino Pronto Soccorso.

**In caso di accesso in Pronto Soccorso portare con sé il presente modulo.**

La Direzione del Laboratorio